

Anticorps Polyclonal De Lapin Contre La Biotine

Numéro d'article: CM0021067

Introduction

Anticorps polyclonal (pAb) de lapin contre la biotine pour détection par WB. La réactivité croisée indépendante de l'espèce permet une large utilisation dans les essais de biotinylation et l'analyse des protéines marquées à la biotine. Expédié avec un sac de glace.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin contre la biotine
Immunogène	Composés chimiques
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB
Réactivité croisée	Indépendante de l'espèce
Expédition	Sac de glace