

Anticorps Monoclonal Rat Anti-Mouse Cd3 Biotinylé Pour Fc - P04235 / P22646

Numéro d'article: CM0004415

Introduction

Anticorps monoclonal de rat conjugué à la biotine dirigé contre les chaînes delta et epsilon du CD3 de souris. Validé pour la cytométrie en flux, idéal pour l'étude de l'activation des lymphocytes T, de la différenciation des thymocytes et de l'immunité adaptative.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Biotine Rat anti-Mouse CD3 mAb
Remarques/Alias	T3d; CD3; T3e; CD3epsilon
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	916/915
GeneID	12500/12501
Immunogène	Un peptide synthétisé dérivé du CD3 de souris.
Source	Rat
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P04235/P22646
Poids de la protéine	19kDa/21kDa
Expédition	Sac de glace