

Anticorps Monoclonal De Rat Anti-Souris Ter-119 Biotinylé - Ter-119

Numéro d'article: CM0006219

Introduction

Anticorps monoclonal de rat conjugué à la biotine ciblant l'antigène TER-119 de souris pour des applications en cytométrie en flux (FC). Spécifique aux échantillons de souris, adapté à la recherche sur la lignée érythroïde.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de rat anti-souris TER-119 biotinylé
Remarques/Alias	Ter119 ; TER-119
Espèce	Souris
ID de gène	104231
Immunogène	Protéine recombinante de TER-119 de souris
Source	Rat
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
Expédition	Sac de glace