

Bmpr1B Pab De Lapin - 000238

Numéro d'article: CM0019402



Introduction

Le pAb de lapin anti-BMPR1B est un anticorps polyclonal validé pour l'IF-P, l'IHC-P et l'ELISA. Il détecte le BMPR1B humain, murin et de rat, un récepteur de BMP7 et de GDF5 impliqué dans la différenciation des chondrocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BMPR1B pAb de lapin
Remarques/Alias	ALK6 ; AMD3 ; AMDD ; BDA2 ; ALK-6 ; BDA1D ; CDw293 ; BMPR1B
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	658
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	O00238
Poids moléculaire de la protéine	57 kDa
Expédition	Sac de glace