

Pac Rabbit Bmpr2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q13873

Numéro d'article: CM0029940



Introduction

Le pAc Rabbit BMPR2 (Q13873) est un anticorps polyclonal ciblant le récepteur de type 2 de la protéine morphogénétique osseuse pour WB, IF/ICC, ELISA. Avec une réactivité croisée vis-à-vis de l'humain, de la souris et du rat, il convient aux études sur l'hypertension pulmonaire et la signalisation BMP.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAc Rabbit BMPR2
Remarques/Alias	BMR2; PPH1; BMPR3; BRK-3; POVD1; T-ALK; BMPR-II; BMPR2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	659
GeneID	659
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-150 du BMPR2 humain (NP_001195.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13873
Poids moléculaire	115kDa
Expédition	Sac de glace