

Anticorps Polyclonal De Lapin Bob1 (Pou2Af1) Pour Wb, Elisa - Q16633

Numéro d'article: CM0020803



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin BOB1 (POU2AF1) de haute spécificité validé pour le transfert Western (WB) et l'ELISA. Cible le coactivateur de transcription BOB1 humain impliqué dans la réponse immunitaire des lymphocytes B, idéal pour la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin BOB1
Remarques/Alias	POU2AF1 ; BOB1 ; OBF-1 ; OBF1 ; OCAB ; POU class 2 associating factor 1
Espèce	Humain
GeneID	5450
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 150 et 250 de BOB1 humain (NP_006226.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q16633
Poids moléculaire de la protéine	27 kDa
Expédition	Sac de glace