

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Brd3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q15059

Numéro d'article: CM0019116



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le BRD3 humain, validé pour le Western blot, l'immunohistochimie sur paraffine et l'ELISA. Détecte le BRD3 humain et de rat. Idéal pour les études sur la régulation de la chromatine et de la transcription.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Valeur                                                                                                                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit      | BRD3 Lapin pAb                                                                                                               |
| Remarques/Alias     | ORFX; FSHRG2; RING3L; BRD3                                                                                                   |
| Espèce              | Humain                                                                                                                       |
| ID de gène (Humain) | 8019                                                                                                                         |
| ID de gène          | 8019                                                                                                                         |
| Immunogène          | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 150-305 du BRD3 humain (NP_031397.1). |
| Source              | Lapin                                                                                                                        |
| Catégorie           | Anticorps polyclonaux                                                                                                        |
| Application         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                             |
| Réactivité croisée  | Humain, Rat                                                                                                                  |
| SWISS               | Q15059                                                                                                                       |
| Poids moléculaire   | 80kDa                                                                                                                        |
| Expédition          | Sac de glace                                                                                                                 |