


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Brd4 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60885

Numéro d'article: CM0021369



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre BRD4 humain (protéine 4 contenant un bromodomaine), adapté à la WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte BRD4 humain, murin et de rat. Utile pour la recherche sur la régulation épigénétique et transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BRD4 pAb de lapin
Remarques/Synonymes	CAP ; MCAP ; HUNK1 ; HUNKI ; FSHRG4 ; BRD4
Espèce	Humaine
ID du gène	23476
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 700 et 794 de BRD4 humain (NP_001317313.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	O60885
Poids de la protéine	152 kDa
Expédition	Sac de glace