


Brd7 Anticorps Polyclonal De Lapin - Q9Npi1

Numéro d'article: CM0020214



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-BRD7 pour WB et ELISA ; réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. BRD7 est une protéine à bromodomaine impliquée dans le remodelage de la chromatine, la signalisation Wnt et la suppression tumorale. Convient aux études de la transcription et du cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BRD7 anticorps polyclonal de lapin
Remarques/Alias	BP75 ; NAG4 ; CELTIX1 ; SMARCI1 ; BRD7
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	29117
ID du gène	29117
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-95 de BRD7 humain (NP_037395.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q9NPI1
Poids moléculaire	74 kDa
Expédition	Sac de glace