


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bre - Q9Nxr7

Numéro d'article: CM0016366



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-BRE validé pour WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Réagit avec l'Humain, la Souris, le Rat. Immunogène : protéine recombinante (aa 51-229). Utilisé dans la recherche sur la réparation des dommages à l'ADN et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BRE Rabbit pAb
Remarques/Alias	BRE; BRCC4; BRCC45
Espèce	Humain
GeneID (humain)	9577
GeneID	9577
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 51-229 de la protéine BRE humaine (NP_954661.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NXR7
Poids moléculaire protéique	44kDa
Expédition	Sac de glace