


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bst1 - Q10588

Numéro d'article: CM0025367



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-BST1 (CD157, cADPR2) validé pour le Western blot, l'immunofluorescence et l'ELISA. Réagit avec des échantillons humains et de souris. Convient à l'étude de la signalisation de l'ADP-ribose cyclique et à la croissance des cellules pré-B.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                            |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | BST1 Lapin pAb                                                                                                                                    |
| Remarques/Alias      | CD157; cADPR2; BST1                                                                                                                               |
| Espèce               | Humain                                                                                                                                            |
| GeneID (Humain)      | 683                                                                                                                                               |
| GeneID               | 683                                                                                                                                               |
| Immunogène           | Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-293 du BST1 humain (NP_004325.2). |
| Source               | Lapin                                                                                                                                             |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                                             |
| Application          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                 |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris                                                                                                                                    |
| SWISS                | Q10588                                                                                                                                            |
| Poids de la protéine | 36kDa                                                                                                                                             |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                                      |