


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Btk Pour Wb, Elisa - Q06187

Numéro d'article: CM0013347



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-BTK validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Cible la tyrosine-protéine kinase BTK (Q06187), une molécule clé de signalisation des lymphocytes B, pour la recherche en immunologie et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-BTK
Remarques/Alias	AT ; ATK ; BPK ; XLA ; IMD1 ; AGMX1 ; IGHD3 ; PSCTK1 ; BTK
Espèce	Humain
GeneID (humain)	695
GeneID	695
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 173-272 de la BTK humaine (NP_000052.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q06187
Poids protéique	76 kDa
Expédition	Sac de glace