


Anticorps Monoclonal De Lapin C-Abl (Abl1) Pour Wb, Elisa - P00519

Numéro d'article: CM0007670



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre la protéine c-Abl (ABL1) humaine pour Western blot et ELISA. Détecte la tyrosine kinase non récepteur de 123 kDa impliquée dans la croissance cellulaire, le remodelage du cytosquelette et l'apoptose. Convient pour la recherche sur le cancer et la signalisation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	c-Abl Rabbit mAb
Remarques / Alias	ABL; JTK7; p150; c-ABL; v-abl; CHDSKM; c-ABL1; BCR-ABL; bcr/abl; c-Abl
Espèce	Humaine
GenelD (Humain)	25
GenelD	25
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1000-1130 de la c-Abl humaine (NP_005148.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P00519
Poids de la protéine	123kDa
Expédition	Sac de glace