

Anticorps Polyclonal De Lapin C8B Pour Wb, Elisa - P07358

Numéro d'article: CM0025553



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin C8B ciblant la chaîne bêta du complément C8, validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée chez l'homme, la souris, le rat. Idéal pour les études sur le complexe d'attaque membranaire et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin C8B
Remarques/Alias	C82 ; C8B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	732
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 55-350 du C8B humain (NP_000057.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P07358
Poids protéique	67 kDa
Expédition	Sac de glace