

Anticorps Monoclonal De Souris Ca19-9 Pour If/Cci Et Elisa - Ca19-9

Numéro d'article: CM0002442

Introduction

Offre d'anticorps monoclonal (AcM) de souris anti-CA19-9 pour les applications d'immunofluorescence (IF/CCI) et ELISA. Présente une réactivité croisée avec des échantillons humains. Immunogène issu de la lignée cellulaire de carcinome du côlon humain SW1116. Idéal pour la recherche sur le cancer gastro-intestinal et l'approvisionnement en matières premières pour le diagnostic in vitro (DIV).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de souris anti-CA19-9
Immunogène	Lignée cellulaire de carcinome du côlon humain SW1116
Espèce hôte	Souris
Catégorie d'anticorps	Anticorps monoclonaux
Application	IF/CCI, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
Expédition	Sac de glace