


Cadm1 Lapin Pab Pour Wb, Elisa - Q9By67

Numéro d'article: CM0023274



Introduction

CADM1 Lapin pAb est un anticorps polyclonal validé pour WB et ELISA. Réagit avec CADM1 humain, murin, rat. Idéal pour étudier l'adhésion cellulaire, la suppression tumorale et la fonction synaptique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CADM1 Lapin pAb
Remarques/Alias	BL2 ; ST17 ; IGSF4 ; NECL2 ; RA175 ; TSLC1 ; IGSF4A ; Necl-2 ; SYNCAM ; sglGSF ; STSLC-1 ; synCAM1 ; CADM1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	23705
ID du gène	23705
Immunogène	Protéine recombinante ; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 45-344 de CADM1 humain (NP_055148.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BY67
Poids moléculaire de la protéine	49 kDa
Expédition	Sac de glace