

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cadps Pour Ihc-P, Elisa - Q9ULU8

Numéro d'article: CM0022499



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CADPS validé pour l'IHC-P et l'ELISA. Cible l'activateur 1 de la sécrétion dépendante du calcium (CAPS-1/CADPS1) dans les tissus neuronaux et endocriniens humains. Idéal pour les études sur l'exocytose et la sécrétion de neurotransmetteurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CADPS Rabbit pAb
Remarques/Alias	CAPS; CAPS1; CADPS1; UNC-31; CADPS
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	8618
GeneID	8618
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1020-1100 de la CADPS humaine (NP_899630.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q9ULU8
Poids moléculaire de la protéine	153 kDa
Expédition	Sac de glace