

Ac Mab De Lapin Anti-Calmegin Pour Wb, If-P, Elisa - O14967

Numéro d'article: CM0003867

Introduction

Anticorps monoclonal de Lapin anti-Calmegin validé pour WB, IF-P, ELISA. Reconnaît la Calmégine humaine, murine et de rat (70kDa). Pour les études sur la spermatogenèse et les chaperons du RE. - O14967

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac mAb de Lapin anti-Calmegin
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1047
GeneID	1047
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 180-350 de la Calmégine humaine (O14967).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O14967
Poids moléculaire	70kDa
Expédition	Sac de glace