

Calpain Petite Sous-Unité 1 Lapin Pab - P04632

Numéro d'article: CM0030886



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre la Calpain petite sous-unité 1 (CAPNS1). Convient pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Détecte la protéine CAPNS1 humaine, murine et de rat. Idéal pour les études de remodelage du cytosquelette et d'activité calpaïne.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Calpain petite sous-unité 1 Lapin pAb
Remarques/Alias	CANP ; CDPS ; CSS1 ; CANPS ; CAPN4 ; CALPAIN4 ; Calpain petite sous-unité 1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	826
ID du gène	826
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 69-268 de la Calpain petite sous-unité 1 humaine (NP_001740.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P04632
Poids moléculaire de la protéine	28 kDa
Expédition	Sac de glace