

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Calrétinine Pour Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P22676

Numéro d'article: CM0007602

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Calrétinine (P22676) validé pour WB, IHC-P, IF-P, ELISA chez l'Humain, la Souris, le Rat. Idéal pour la recherche sur l'homéostasie calcique, la plasticité neuronale et les tissus cérébraux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-Calrétinine
Remarques/Alias	CR ; CAL2 ; CAB29 ; Calrétinine
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	794
ID du gène	794
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-271 de la Calrétinine humaine (NP_001731.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P22676
Poids moléculaire de la protéine	32 kDa
Expédition	Sac de glace