

Anticorps Polyclonal De Lapin Calu Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O43852

Numéro d'article: CM0030100

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin CALU (O43852) validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA chez l'homme, la souris, le rat. La caluménine régule la carboxylation dépendante de la vitamine K et la liaison du calcium. Idéal pour la recherche sur le RE/Appareil de Golgi.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	pAb de lapin CALU
Remarques/Alias	CALU ; caluménine
Espèce	Humain
ID du gène	813
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-315 de la CALU humaine (NP_001210.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43852
Poids protéique	37 kDa
Expédition	Sac de glace