


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Camp Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P49913

Numéro d'article: CM0017526



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CAMP humain (LL-37/CAP-18), validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec le rat. Pour la recherche sur l'immunité innée et les antimicrobiens.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin anti-CAMP
Remarques/Alias	LL37 ; CAP18 ; CRAMP ; HSD26 ; CAP-18 ; FALL39 ; FALL-39 ; CAMP
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	820
GeneID	820
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 132-170 du CAMP humain (NP_004336.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P49913
Poids protéique	19 kDa
Expédition	Sac de glace