


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Capg Pour Wb, Elisa - P40121

Numéro d'article: CM0009574



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CAPG (P40121) validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Cible la protéine de coiffe des macrophages, un régulateur clé de l'actine. Convient aux recherches sur le cytosquelette et la fonction des macrophages.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CAPG
Remarques/alias	MCP ; AFCP ; HEL-S-66 ; CAPG
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	822
GeneID	822
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 188 de la CAPG humaine (P40121).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P40121
Poids moléculaire de la protéine	38 kDa
Expédition	Sac de glace