

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cas9 Pour Wb Et Elisa - Cas9

Numéro d'article: CM0013719

Introduction

Anticorps polyclonal (pAb) de lapin anti-CAS9 pour les applications de Western blot et ELISA. Détecte CAS9 de Staphylococcus aureus avec une réactivité croisée prédite pour l'humain et d'autres espèces. Immunogène recombinant. Convient pour la recherche CRISPR.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	pAb de lapin anti-CAS9
Remarques/Alias	CAS9
Espèce	Staphylococcus aureus
Identifiant du gène (Humain)	CAS9
Identifiant du gène	901176
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 450-730 de CAS9 de Streptococcus pyogenes M1 GAS (NP_269215.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Autres (Large spectre prédit)
Expédition	Sac de glace