

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Casc5 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Ng31

Numéro d'article: CM0017026



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CASC5/KNL1 humain, validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Détecte l'humain et le rat, convient aux études sur le kinétochore et le cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CASC5 Lapin pAb
Remarques/Alias	D40; CT29; Spc7; CASC5; MCPH4; hKNL-1; AF15Q14; PPP1R55; hSpc105
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	57082
ID de gène	57082
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 du CASC5 humain (NP_733468.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q8NG31
Poids moléculaire	265kDa
Expédition	Sac de glace