

Caséine Kinase 2 Bêta (Csnk2B) Pac Lapin - P67870

Numéro d'article: CM0017743



Introduction

Anticorps polyclonal dirigé contre CSNK2B humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur la signalisation CK2 et l'infection EBV.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Caséine Kinase 2 bêta (CSNK2B) pAc Lapin
Remarques/Alias	G5A; CK2B; CK2N; Ckb1; Ckb2; CSK2B; POBINDS; Caséine Kinase 2 bêta (CSNK2B)
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	1460
ID de gène	1460
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-215 de la Caséine Kinase 2 bêta humaine (Caséine Kinase 2 bêta (CSNK2B)) (NP_001311.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P67870
Poids de la protéine	25kDa
Expédition	Sac de glace