

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Caspase-10 Pour Wb, Elisa - Q92851

Numéro d'article: CM0013231

Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-Caspase-10 (pAb) est un anticorps spécifique à l'homme, validé pour le WB et l'ELISA. Il cible la caspase initiateur de l'apoptose de 59 kDa, idéale pour la recherche sur l'apoptose et la mort cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-Caspase-10 (pAb)
Remarques/Alias	MCH4 ; ALPS2 ; FLICE2 ; FLICE-2 ; Caspase-10
Espèce	Humain
GenelD (humain)	843
GenelD	843
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 220-521 de la Caspase-10 humaine (NP_116759.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q92851
Poids moléculaire de la protéine	59 kDa
Expédition	Sac de glace