

Caspase-8 Lapin Pab - O89110

Numéro d'article: CM0013917

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Caspase-8, un régulateur clé de l'apoptose, de la nécroptose et de la pyroptose. Validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit avec l'humain et la souris. Idéal pour la recherche sur la mort cellulaire et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Caspase-8 Lapin pAb
Remarques/Alias	MACH ; Mch5 ; FLICE ; CASP-8 ; Caspase-8
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	841
GeneID	12370
Immunogène	Protéine recombinante ; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 4-480 de la Caspase 8 de souris (NP_033942.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O89110
Poids protéique	55 kDa
Expédition	Sac de glace