

Cast Rabbit Pab Pour Wb, Elisa - P20810

Numéro d'article: CM0030989

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CAST (Calpastatine) humain pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour l'inhibition de la calpaïne, la dégradation musculaire et la recherche sur les protéases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CAST Rabbit pAb
Remarques/Alias	BS-17; PLACK; ST
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	831
GeneID	831
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P20810
Poids de la protéine	77kDa
Expédition	Sac de glace