

Anticorps Polyclonal Lapin Castor1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Wtx7

Numéro d'article: CM0019280



Introduction

Anticorps polyclonal lapin CASTOR1 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte le CASTOR1 humain, réaction croisée avec la souris et le rat. Capteur d'arginine cytosolique pour la recherche sur la signalisation mTORC1.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb lapin anti-CASTOR1
Remarques / Alias	GATSL3; CASTOR1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	652968
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-329 du CASTOR1 humain (NP_001032755.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8WTX7
Poids de la protéine	36 kDa
Expédition	Sac de glace