

Pab De Lapin Contre La Cathepsine G Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08311

Numéro d'article: CM0028599



Introduction

pAb de lapin contre la cathepsine G validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA ; réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour étudier les fonctions des sérine protéases dans l'inflammation, la réponse immunitaire et l'activité antimicrobienne.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin contre la cathepsine G
Remarques / Alias	CG ; CATG ; Cathepsin G
Espèce	Humain
GenelD	1511
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-255 de la cathepsine G humaine (NP_001902.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08311
Poids de la protéine	29 kDa
Expédition	Sac de glace