


Anticorps Polyclonal Anti-Caveoline-1 (Lapin) Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q03135

Numéro d'article: CM0023732



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Caveoline-1 humaine (CAV1), validé pour Western blot (WB), immunofluorescence (IF-P), immunohistochimie (IHC-P) et ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Adapté pour la recherche sur les cavéoles, la signalisation cellulaire et les études de trafic membranaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Caveoline-1 Lapin pAb
Remarques / Alias	CGL3; PPH3; BSCL3; LCCNS; VIP21; MSTP085; Caveoline-1
Espèce	Humain
Identifiant Gène (Humain)	857
Identifiant Gène	857
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-80 de la Caveoline-1 humaine (NP_001744.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q03135
Poids de la Protéine	20kDa
Expédition	Sac de glace