

Caveoline-3 Lapin Pab - P56539

Numéro d'article: CM0016008

Introduction

Caveoline-3 Lapin pAb pour WB et ELISA, validé chez l'homme, la souris, le rat. Cible la caveoline-3, une protéine d'échafaudage spécifique du muscle pour la réparation membranaire et la signalisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Caveoline-3 Lapin pAb
Remarques/Alias	LQT9 ; MPDT ; RMD2 ; VIP21 ; LGMD1C ; VIP-21 ; Caveoline-3
Espèce	Humain
Identifiant du gène	859
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la caveoline-3 humaine (NP_001225.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P56539
Poids moléculaire de la protéine	17 kDa
Expédition	Sac de glace