

Cbfb Lapin Pab Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13951

Numéro d'article: CM0028808



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin CBFB validé pour les applications WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconnaît la sous-unité bêta du facteur de liaison au cœur (core-binding factor subunit beta) humaine, murine et de rat, un corégulateur transcriptionnel clé dans l'hématopoïèse et la fonction immunitaire. Convient pour la recherche sur le cancer et les maladies infectieuses.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CBFB Lapin pAb
Remarques/Alias	CLCD2; PEBP2B; CBFB
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	865
GenelD	865
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-182 du CBFB humain (NP_001746.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13951
Poids protéique	22kDa
Expédition	Sac de glace