

Anticorps Polyclonal De Lapin Cbr3 (Sdr21C2) Pour Wb, Elisa - 075828

Numéro d'article: CM0024769



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin CBR3 de haute qualité validé pour WB et ELISA. Reconnaît le CBR3 humain, souris et rat. Cible la carbonyl réductase 3, impliquée dans la réduction dépendante du NADPH des quinones et des médicaments anticancéreux. Idéal pour la recherche et le développement de diagnostic in vitro (DIV).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CBR3 Lapin pAb
Remarques/Alias	hCBR3; SDR21C2; HEL-S-25; CBR3
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	874
ID de gène	874
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 118-277 du CBR3 humain (NP_001227.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	075828
Poids de la protéine	31kDa
Expédition	Sac de glace