


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cbx2 Pour Wb Et Elisa - Q14781

Numéro d'article: CM0011690



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine CBX2, une protéine du groupe Polycomb. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Validé pour la WB et l'ELISA. CBX2 joue un rôle essentiel dans la régulation de la chromatine, la répression génique et le développement sexuel. Idéal pour la recherche en épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-CBX2
Remarques/Alias	M33 ; CDCA6 ; SRXY5 ; CBX2
Espèce	Humaine
ID du gène	84733
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 433 et 532 de la protéine humaine CBX2 (Q14781)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine, rat
SWISS	Q14781
Poids moléculaire de la protéine	56 kDa
Expédition	Sac de glace