

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ccar2/Dbc1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N163

Numéro d'article: CM0019490



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre CCAR2/DBC1 (p30 DBC) pour WB, IHC-P, ELISA. Détecte les protéines humaines, murines et de rat. Permet d'étudier les rôles dans l'apoptose, la régulation transcriptionnelle et les rythmes circadiens.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CCAR2/DBC1 pAb de lapin
Remarques/Alias	CCAR2 ; DBC-1 ; DBC1 ; KIAA1967 ; NET35 ; p30 DBC ; p30DBC ; régulateur 2 du cycle cellulaire et de l'apoptose ; CCAR2/DBC1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	57805
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 100 de CCAR2/DBC1 humain (NP_066997.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q8N163
Poids moléculaire	102 kDa/103 kDa
Expédition	Bloc réfrigérant