

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ccl21 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - 000585

Numéro d'article: CM0021734



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CCL21 humain (6Ckine/SLC), validé pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA. Idéal pour la recherche sur l'homing lymphocytaire et les chimiokines. Reconnaît une bande à ~15 kDa. Réagit avec le CCL21 humain.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-CCL21
Remarques/Alias	ECL, SLC, CKb9, TCA4, 6Ckine, SCYA21, CCL21
Espèce	Humain
GeneID	6366
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 24-134 du CCL21 humain (NP_002980.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	000585
Poids moléculaire protéique	15 kDa
Expédition	Sac de glace