

Pab Lapin Contre Ccl7 Pour Wb, Elisa - P80098

Numéro d'article: CM0022573



Introduction

Anticorps polyclonal lapin contre CCL7 validé pour Western Blot et ELISA. Réagit avec CCL7 humain et de rat, une chimiokine impliquée dans le recrutement des cellules immunitaires et l'inflammation. Idéal pour la recherche en immunologie et sur l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb lapin contre CCL7
Remarques / Alias	FIC; MARC; MCP3; NC28; MCP-3; SCYA6; SCYA7; CCL7
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6354
GeneID	6354
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-99 de CCL7 humain (NP_006264.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P80098
Poids de la protéine	11 kDa
Expédition	Sac de glace