

Ccr7 Lapin Pab - P47774

Numéro d'article: CM0030757

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CCR7 pour WB et ELISA. Réagit avec le CCR7 de souris et de rat. Convient pour étudier le trafic des cellules immunitaires médié par les récepteurs de chimiokines et les réponses inflammatoires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CCR7 Lapin pAb
Remarques/Alias	EBI1 ; CCR-7 ; CD197 ; Ebi1h ; Cdw197 ; Cmkbr7 ; CC-CKR-7
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	1236
GeneID	12775
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 211-310 du CCR7 de souris (NP_031745.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	P47774
Poids protéique	43 kDa
Expédition	Sac de glace