

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd11B (Intégrine Alpha-M) Pour Wb Et Elisa - P11215

Numéro d'article: CM0019092



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CD11b humain (intégrine alpha-M), validé pour les applications de Western blot et d'ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Convient aux recherches sur l'adhésion des cellules immunitaires, le récepteur du complément et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD11b Rabbit pAb
Remarques/alias	CR3A ; MO1A ; CD11B ; MAC-1 ; MAC1A ; SLEB6 ; CD11b/ITGAM
Espèce	Homme
ID du gène (humain)	3684
ID du gène	3684
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1 et 100 du CD11b humain (NP_000623.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	P11215
Poids moléculaire de la protéine	127 kDa
Expédition	Poche de glace