

Cd11B/Itgam Lapin Pab Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P11215

Numéro d'article: CM0014983



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'intégrine alpha-M (CD11b/ITGAM). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Convient pour l'étude de l'adhésion cellulaire, de la phagocytose et de l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD11b/ITGAM Lapin pAb
Remarques/Alias	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6; CD11b/ITGAM
Espèce	Humain
GeneID	3684 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 145-340 de CD11b/ITGAM (NP_000623.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P11215
Poids de la protéine	127kDa
Expédition	Sac de glace