

Cd138 Ac Mab - P18827

Numéro d'article: CM0008227



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin CD138 pour IHC-P, FC et ELISA. Reconnaît le CD138/Syndecan-1 humain et du singe cynomolgus. Idéal pour la recherche sur les cellules plasmatiques et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD138 Ac mAb
Remarques/Alias	SDC; CD138; SYND1; syndecan
E espèce	Humain
ID de gène (Humain)	6382
ID de gène	6382
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-251 du CD138 humain (NP_002988.4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IHC-P, FC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Singe cynomolgus
SWISS	P18827
Poids de la protéine	32kDa
Expédition	Sac de glace