

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd14 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P08571

Numéro d'article: CM0028420



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CD14 validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte le CD14 dans des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour la recherche sur l'immunité innée et la signalisation du LPS.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-CD14
Remarques/Alias	CD14
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	929
GeneID	929
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-330 du CD14 humain (NP_000582.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08571
Poids moléculaire protéique	40 kDa
Expédition	Sac de glace