


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd146/Mcam Pour Wb Et Elisa - P43121

Numéro d'article: CM0021970



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le CD146/MCAM humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte le MCAM humain et de rat, idéal pour les recherches sur l'adhésion cellulaire, les métastases cancéreuses et la biologie vasculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-CD146/MCAM
Remarques/Alias	CD146, MUC18, HEMCAM, METCAM, MelCAM
Espèce	Humaine
GeneID	4162
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 447-646 du CD146/MCAM humain (NP_006491.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P43121
Poids moléculaire	72 kDa
Expédition	Sac de glace