

## Ac Mab Cd172A/Sirpα De Lapin Pour Wb, If/Icc, Elisa - P78324

Numéro d'article: CM0005496



### Introduction

Ac mAb CD172a/SIRPα de lapin (P78324) validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Anticorps monoclonal de haute spécificité pour la recherche sur la protéine alpha régulatrice du signal.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | Ac mAb CD172a/SIRPα de lapin                                                                                                    |
| Remarques/Alias    | BIT; MFR; P84; SIRP; MYD-1; SHPS1; CD172A; PTPNS1; CD172a/SIRPα                                                                 |
| Espèce             | Humain                                                                                                                          |
| ID de gène         | 140885                                                                                                                          |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 395-495 du CD172a/SIRPα humain (P78324). |
| Source             | Lapin                                                                                                                           |
| Catégorie          | Anticorps monoclonaux                                                                                                           |
| Application        | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                               |
| Réactivité croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                             |
| SWISS              | P78324                                                                                                                          |
| Poids moléculaire  | 55kDa                                                                                                                           |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                    |