

Cd18 Lapin Pab - P05107

Numéro d'article: CM0024283



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin CD18 détecte l'intégrine bêta-2 humaine (ITGB2, LFA-1, MAC-1) et présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, idéal pour la recherche sur l'adhésion des leucocytes et la réponse immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD18 Lapin pAb
Remarques/Alias	LAD ; CD18 ; MF17 ; MF17 ; LCAMB ; LFA-1 ; MAC-1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3689
GeneID	3689
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-125 de CD18 (NP_000202.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P05107
Poids moléculaire protéique	85 kDa
Expédition	Sac de glace