

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd19 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P15391

Numéro d'article: CM0003393



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD19 validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Réagit avec le CD19 humain et du singe cynomolgus, un corécepteur des lymphocytes B impliqué dans la signalisation du BCR. Idéal pour la recherche sur les lymphocytes B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM anti-CD19 de lapin
Remarques/Alias	B4 ; CVID3 ; CD19
Espèce	Humain
Identifiant du gène	930
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 457 et 556 du CD19 humain (NP_001761.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Singe cynomolgus
SWISS	P15391
Poids moléculaire de la protéine	61 kDa
Expédition	Sac de glace