


Pac De Lapin Anti-Cd1B Pour Wb, Elisa - P29016

Numéro d'article: CM0030016



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CD1B humain, une glycoprotéine de surface des cellules T qui présente des antigènes lipidiques aux cellules NKT. Convient pour le Western blot et l'ELISA. Validé avec un immunogène recombinant.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAc de lapin anti-CD1B
Remarques/Alias	R1; CD1; CD1A; CD1B
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	910
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-303 du CD1B humain (NP_001755.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P29016
Poids de la protéine	37kDa
Expédition	Sac de glace