


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P06729

Numéro d'article: CM0029236



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le CD2 humain (T11, LFA-2). Validé pour WB, IHC-P et ELISA. Idéal pour l'étude de l'adhésion des lymphocytes T, l'activation lymphocytaire et les voies de signalisation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	T11 ; SRBC ; LFA-2 ; CD2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	914
GeneID	914
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 235-351 du CD2 humain (NP_001758.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P06729
Poids de la protéine	39 kDa
Expédition	Sac de glace